

ACCU-CHEK®
SmartGuide



**MOBILE DEVICE
AND SMARTWATCH
COMPATIBILITY**

BAHASA MELAYU


Keserasian Peranti Mudah Alih

App Accu-Chek SmartGuide dan app Accu-Chek SmartGuide Predict adalah serasi dengan kebanyakan peranti mudah alih yang memenuhi keperluan sistem berikut. Sila semak keperluan sistem ini sebelum anda memasang dan menggunakan app tersebut pada peranti mudah alih anda.

- Peranti mudah alih anda mesti berupaya menyokong Bluetooth Low Energy 5.0 atau versi yang lebih tinggi.
- Peranti mudah alih anda mesti menggunakan salah satu versi sistem pengendalian berikut (versi sistem pengendalian beta tidak disokong):
 - Untuk iPhone, versi iOS mestilah iOS 15.3 atau lebih tinggi.
 - Untuk peranti Android, versi OS mestilah Android 11 atau lebih tinggi.

NOTA

Terdapat masalah penggandingan sementara yang melibatkan gabungan tertentu sensor Accu-Chek SmartGuide dan peranti mudah alih.

- **Sensor yang terjejas** mempunyai nombor siri (SN) yang lebih tinggi daripada 1R000273961 serta tarikh mengilang sebelum 2026-03-15. Sensor yang dikilangkan pada atau selepas 2026-03-15 tidak terjejas. Anda boleh mendapati nombor siri dan tarikh mengilang  sensor anda pada bahagian bawah bungkusan peranti Accu-Chek SmartGuide, atau pada aplikator sensor.
- **Peranti mudah alih yang terjejas** itu dilengkapi dengan cipset Exynos khusus, terutamanya yang terdapat dalam model Samsung Galaxy tertentu. Anda boleh menyemak senarai lengkap peranti mudah alih yang terjejas di sini: <https://tools.accu-chek.com/documents/dms/smartguide-compatibility-devices/smartguide-compatibility-device-list.pdf>

Keserasian Smartwatch

Jika anda pengguna iPhone, anda boleh menggunakan app Accu-Chek SmartGuide bersama-sama Apple Watch.

Untuk Apple Watch, versi watchOS mestilah watchOS 9 atau lebih tinggi.

Jam tangan pintar lain tidak serasi dengan app ini.

Versi Bercetak

Jika anda ingin mendapatkan versi bercetak dokumen ini, sila hubungi sokongan pelanggan. Versi bercetak adalah percuma dan akan dihantar kepada anda dalam masa beberapa hari.

Muat Turun

Muat turun dokumen ini ketika anda mempunyai sambungan Internet dan simpannya dalam peranti mudah alih anda untuk kegunaan semasa tiada sambungan internet. Dokumen ini tersedia untuk dimuat turun daripada www.accu-chek.com.*

* muat turun mungkin menggunakan data/dikenakan caj

ACCU-CHEK and ACCU-CHEK SMARTGUIDE are trademarks of Roche.

Apple Watch, watchOS, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Roche is under license.

All other product names and trademarks are the property of their respective owners.

© 2026 Roche Diabetes Care



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

www.accu-check.com

Last update: 2026-03
1000091277(02)