

ACCU-CHEK®
SmartGuide



**MOBILE DEVICE
AND SMARTWATCH
COMPATIBILITY**

Kompatibilita s mobilnými zariadeniami

Aplikácia Accu-Chek SmartGuide a aplikácia Accu-Chek SmartGuide Predict sú kompatibilné s väčšinou mobilných zariadení, ktoré spĺňajú nasledujúce systémové požiadavky. Pred inštaláciou a používaním aplikácie na svojom mobilnom zariadení skontrolujte tieto systémové požiadavky.

- Mobilné zariadenie musí podporovať technológiu Bluetooth Low Energy 5.0 alebo vyššiu.
- Mobilné zariadenie musí používať jednu z nasledujúcich verzií operačného systému (OS) (verzie beta operačného systému nie sú podporované):
 - V prípade telefónov iPhone musí byť verzia operačného systému iOS 15.3 alebo vyššia.
 - V prípade zariadení s operačným systémom Android musí byť verzia operačného systému Android 11 alebo vyššia.

POZNÁMKA

Pri určitej kombinácii senzorov Accu-Chek SmartGuide a mobilných zariadení sa vyskytuje dočasný problém s párovaním.

- **Dotknuté senzory** majú výrobné číslo (SN) vyššie ako 1R000273961 a dátum výroby pred 15. marcom 2026. Sensory vyrobené 15. marca 2026 alebo po ňom nie sú ovplyvnené. Výrobné číslo senzora a jeho dátum výroby  nájdete na spodnej strane obalu zariadenia Accu-Chek SmartGuide alebo na aplikátore senzora.
- **Dotknuté mobilné zariadenia** sú vybavené určitými čipovými sadami Exynos, ktoré sa nachádzajú najmä v niektorých modeloch Samsung Galaxy. Kompletný zoznam dotknutých mobilných zariadení nájdete tu: <https://tools.accu-chek.com/documents/dms/smartguide-compatibility-devices/smartguide-compatibility-device-list.pdf>

Kompatibilita s inteligentnými hodinkami

Ak používate telefón iPhone, môžete použiť aplikáciu Accu-Chek SmartGuide v kombinácii s hodinkami Apple Watch.

Pre hodinky Apple Watch sa vyžaduje verzia operačného systému watchOS 9 alebo vyššia. Iné inteligentné hodinky nie sú kompatibilné s aplikáciou.

Tlačená verzia

Ak by ste chceli tlačenú verziu tohto dokumentu, kontaktujte zákaznicku podporu. Tlačená verzia je bezplatná a bude vám zaslaná do niekoľkých dní.

Stiahnutie

Stiahnite si tento dokument, kým ste pripojení na internet, a uložte si ho do mobilného zariadenia na použitie bez pripojenia na internet. Tento dokument je k dispozícii na stiahnutie z webovej stránky www.accu-chek.com.

ACCU-CHEK and ACCU-CHEK SMARTGUIDE are trademarks of Roche.

Apple Watch, watchOS, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Roche is under license.

All other product names and trademarks are the property of their respective owners.

© 2026 Roche Diabetes Care



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

www.accu-check.com

Last update: 2026-03
1000091182(03)