

ACCU-CHEK®
SmartGuide



**MOBILE DEVICE
AND SMARTWATCH
COMPATIBILITY**

行動裝置相容性

Accu-Chek SmartGuide app 羅氏全智航應用程式和 Accu-Chek SmartGuide Predict app 羅氏全智航預測應用程式與滿足下列系統要求的大多數行動裝置相容。在您的行動裝置上安裝及操作應用程式前，請先檢查這些系統要求。

- 您的行動裝置必須支援 Bluetooth 藍牙低功耗技術 5.0 或更高版本。
- 您的行動裝置必須執行下列其中一個作業系統 (OS) 版本 (不支援測試版作業系統)：
 - 對於 iPhone，iOS 版本必須是 iOS 15.3 或更高版本。
 - 對於 Android 裝置，作業系統版本必須是 Android 11 或更高版本。

注意

特定組合的羅氏全智航連續葡萄糖監測感測器與行動裝置之間存在暫時性配對問題。

- 只有 2026 年 3 月 15 日前製造且序號 (SN) 大於 1R000273961 的感測器受影響。於 2026 年 3 月 15 日或之後製造的感測器不受影響。您可以在 Accu-Chek SmartGuide device 羅氏全智航連續葡萄糖監測裝置包裝的底部或感測器敷貼器上找到感測器的序號和製造日期 。
- 受影響行動裝置配備有某些 Exynos 晶片組，這些晶片組尤其常見於某些 Samsung Galaxy 機型中。您可以在此處查看受影響行動裝置的完整清單：<https://tools.accu-chek.com/documents/dms/smartguide-compatibility-devices/smartguide-compatibility-device-list.pdf>

智慧型手錶相容性

如果您使用的是 iPhone，則可以將 Accu-Chek SmartGuide app 羅氏全智航應用程式與 Apple Watch 結合使用。

對於 Apple Watch，watchOS 版本必須是 watchOS 9 或更高版本。

其他智慧型手錶與應用程式不相容。

印刷版

如果您需要本文件的印刷版，請聯絡糖尿病照護部門/客戶服務部。印刷版免費提供，將在數天內寄送給您。

下載

在連線到網際網路時下載本文件並將其儲存到您的行動裝置，以便在沒有網際網路連線的情況下使用。本文件可從以下網址下載：www.accu-chek.com。

ACCU-CHEK and ACCU-CHEK SMARTGUIDE are trademarks of Roche.

Apple Watch, watchOS, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries.

Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Roche is under license.

All other product names and trademarks are the property of their respective owners.

© 2026 Roche Diabetes Care



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

www.accu-check.com

Last update: 2026-03
1000090903(03)